

全方位掃描儀 Dynamic Scan

產品使用手冊
User Manual



Version 1.0

Date 2022-06-10

使用產品前請詳細閱讀使用手冊

目錄

	頁數
1. 一般說明	
1.1 產品特點和用途	2
1.2 警告	2
1.3 保固及維修	3
1.4 注意事項	3
1.5 產品保養	4
1.6 產品內容	4
2. 技術資料	
2.1 規格	5
2.2 概述和功能	5
3. 安裝和操作說明	
3.1 使用設定	6
3.2 充電設定	8
4. 故障診斷	10



1. 一般說明

1.1 產品特點和用途

感謝您使用光之工作坊曼陀羅系列產品。本產品已通過原廠品管檢查，並確保在出廠前狀況良好。

曼陀羅全方位掃描儀是款能簡易在平板與手機上操作的生物共振評估工具。它能快速評估使用者的身心靈狀態，檢測出個人生物矩陣場與共振資料庫之間的偏差程度，進而確定出最有益的順勢療法、精油、花精、水晶等，或是找出情緒、精神、能量（身心）、過敏症、毒素、其他問題以及身體反應等等。掃描完畢後會生成一份結果報告，供用戶瞭解當下身心靈狀態和相應的治療方案。

全方位掃描儀可以搭配其他曼陀羅產品一起使用，讓掃描效果更好，檢測出最佳療癒程式清單或是其他療癒方案。若透過藍芽配對光之營養煉金儀，可以進行生物回饋掃描模式，使用者能進一步觀察自己在冥想、瑜伽和運動期間的身體和諧狀態。

1.2 警告

此產品於出貨前狀況良好，拆封時請先檢查所有產品和配件是否運作正常。請詳閱本手冊中的注意事項，本手冊包含重要的操作說明。

1.3 保固及維修

所有曼陀羅產品都經過品管檢查，若產品發生故障，請於第一時間聯繫客服，我們將聯繫原廠替您作產品維修或更換服務，產品運費取決於原廠保固標準。保固期從出貨日起計算，為期 12 個月。

拆解產品不在保固範圍。本公司保留更換產品部件或修理產品的權利。產品保固不適用於因誤用或疏忽而導致的損壞，本公司對於間接損壞或產品用於非預期用途之損壞概不負責，上述損害之維修費用需由使用者全額負擔。

保固詳情請參閱本公司官網之保固條款。本公司保留產品保固條款修改權利，有任何保固服務內容事項變更，將以本公司網站公告為準，不另行通知。其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

1.4 注意事項



1. 收到產品時，請先檢查是否有無壞損或故障情況。若發現任何問題時，請勿使用本產品，並立即聯繫本公司。
2. 請確認本產品符合您所屬國家之電壓標準。
3. 請勿拆解或改裝本產品，擅自拆裝產品將喪失保固服務。
4. 雨天時，請勿在室外使用本產品，並將產品放置於通風良好的地方。
5. 請保持產品乾燥，避免在濕度高、高溫或灰塵多的地方使用本產品。
6. 清潔產品或不使用時，請先斷開電源。
7. 請勿將本產品放置在離可燃物體 2 英尺以內的地方。

1.5 如何保養

1. 如果長時間沒有使用該儀器，請在使用前充電 2 個小時。
2. 請使用軟布清潔，也可以使用濕紙巾或玻璃清潔劑擦拭。
3. 為了確保儀器正常運作，請保持產品清潔。

1.6 產品內容

1. 全方位掃瞄儀x1
2. 耳夾感應器x1
3. USB 傳輸電源線.....x1
4. 充電適配器.....x1
5. 保護盒x1



2. 技術資料

2.1 規格

規格	資料
電源供應：	充電適配器 AC 100-240V, 50-60 Hz 轉換成 5V 2A DC
操作模式：	拇指感應器和耳夾感應器
外殼顏色：	黑色
外殼材質：	鋁和丙烯酸黑色
尺寸：	115 x 65 x 25 mm
重量：	400g

2.2 概述和功能

頂視圖



1. 拇指感應器： 用於拇指掃描
2. 身體和諧指示燈： 顯示身體和諧狀態
 紅：心智/情緒運作水準
 藍：心/心智/靈魂開始連接
 青：和諧狀態。心/心智/靈魂融為一體
3. 電量指示燈： 顯示電池狀態
4. 心率脈搏指示燈： 顯示脈搏檢測

右側視圖



左側視圖



1. 開關按鈕:
2. USB 充電接頭:
3. 耳夾感應器埠:
4. 藍牙電池充電指示燈:

打開/關閉儀器（長按 3 秒打開或關閉）

供插入充電電線以進行充電

供插入耳夾感應器電線

顯示藍牙電池充電狀態

紅 - 充電中； 青 - 已充滿電

3.安裝和操作說明

3.1 使用設定

該儀器可以通過用耳朵感應器或拇指感應器進行掃描。

耳朵感應器：

1. 要使用此感應器，請將耳朵感應器電線插入耳朵感應器埠。



2. 將耳朵感應器夾在任何一隻耳垂上。



我們建議將翻領夾固定在衣服上以抵消移動。

耳朵感應器

翻領夾



拇指感應器：

要使用此感應器，輕輕將拇指放置在拇指感應器上。



請確保耳朵感應器取下後才使用拇指感應器來檢測心率脈搏。



當感應器已經設置好後，長按開關按鈕3秒以啟動掃描儀。



掃描儀通過 HRV（心率變異性）檢測身體的和諧狀態。如果在短時間內沒有接受到脈搏信號時會自動關閉以節省電源。

確保心率脈搏指示燈所呈現的是藍色閃爍燈，這表示掃描器正在讀取您的脈搏。




若心率脈搏指示燈未呈現藍色閃爍，請調整耳朵感應器或拇指在拇指感應器上的位置。

您的掃描儀已準備就緒，您可以連接到星光曼陀羅應用程式開始進行掃描。

3.2 充電設定

全方位掃描儀內建二種電池 - 感應器電池和藍牙電池。

1. 掃描儀充電時，將Mini USB充電線插入掃描儀的充電孔，並將另一端連接到已通電的電腦或隨附的充電適配器。



- I. 將**充電適配器**連接至電源並打開電源。
- II. 充電時，掃描儀的電池狀態會顯示在**電量指示燈**上。**電量指示燈**上需顯示5個藍色指示燈才代表連接正確。當掃描儀充飽電時，指示燈將不再閃爍。


充電中：5 個指示藍燈來回閃爍

已滿電：5 個指示藍燈恆亮



電池電量狀態

- III. 處於充電模式時，**藍牙電池的充電狀態**將顯示在掃描器的左側。



紅 - 充電中 青 - 已充滿電

- IV. 若電量在完全耗盡下進行充電，充飽電約需2個小時，充滿後

續航時間約超過6個小時。



為了保護電池壽命，請不要過度充電。

4.故障診斷

故障	故障排除辦法
掃描儀自行關閉 (掃描器的設計基於在短時間內檢測不到任何脈搏時會自動關閉)	<p>a) 檢查心率脈搏指示燈是否有在閃爍？如果沒有，表示掃描儀無法檢測您的心率。有可能是由於以下原因造成：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 掃描儀電量不足，請充電。 ● 耳夾插頭鬆動或拇指位置不正確。卸下耳朵感應器，然後再插回去或調整耳夾位置；如果使用拇指感應器，請重新放置拇指位置。 <p>b) 插入充電器。如果可以在充電過程中使用，意味著掃描儀電量不足需要充電。</p>
掃描儀無法連接至平板電腦或手機	<p>a) 檢查應用程式設定。是否配對正確設備名字。</p> <p>b) 關閉掃描儀，然後關閉平板電腦的藍牙，然後再次將其打開。</p> <p>c) 插入充電器。如果可以在充電過程中使用，則意味著掃描儀藍牙電池電量不足，需要充電。</p>

若有任何疑問，歡迎聯繫我們

- 官網：lovelight777.com
- 粉專：facebook.com/lovelightworkshop
- 信箱：lovelight777888@gmail.com